


## Tapis vert



- Domaine:** Tapis pour la protection des articulations dans les stabulations entravées et stabulations libres.
- No.OVF/No.SST:** OVF: 12208 / SST: DLG-5679F
- Matériel:** mélange de EVA et de caoutchouc
- Particularités:**
1. EVA: surface agréable pour la peau, moins d'effet gommage
  2. caoutchouc: stabilité et durabilité
- isolation optimale  
montage rapide et facile.  
Découpe facile à faire.
- Partie supérieure:** profil strié
- Partie inférieure:** nodules
- Epaisseur:** 28mm
- Montage:** Variante1 :Tapis individuel avec suffisamment d'espace et la fixation du côté de la tête, la croissance à long terme doit être prise en compte lors de la pose des tapis.
- Variante 2 : tapis avec fixation en puzzle. Fixer avec un profilé Z toutes les deux logettes.
- Remarque:** Protéger les plaques du rayonnement direct du soleil (UV). En cas de croissance de la plaque, celle-ci peut être découpée facilement.



No article	Désignation	kg	Quant.	CHF
42.521180	Tapis vert 180x122/2.8cm	22.0	pce	
42.521190	Tapis vert 190x125/2.8cm	23.8	pce	
42.520180	Tapis vert 180x119/2.8cm 2 bordures avec puzzle	22.8	pce	
42.520190	Tapis vert 190x117/2.8cm 2 bordures avec puzzle	22.0	pce	

**Idéal pour box de vèlage :**

No article	Désignation	kg	Quant.	CHF
42.520177	Tapis vert 177x117/2.8cm 4 bordures avec puzzle	21.0	pce	

**Options:**

No article	Désignation	kg	Quant.	CHF
44.410000	Goujon 10x80 A2 rondelle incl.		gam	
42.520010	Raccord Z en inox pour tapis verte, incl. fixations	0.2	pce	

